


# TEATRO ASTERIA

Nel Teatro Asteria è stato installato il Sistema ad Induzione Magnetica (HEARING LOOP) che consente, a chi utilizza un dispositivo acustico dotato di bobina telefonica (T-coil), di ricevere il segnale audio direttamente dal microfono del relatore, senza l'influenza negativa della distanza, del rumore ambientale e del riverbero.

La spira gira intorno alle poltrone generando il campo magnetico raccolto dalla piccola bobina (T-coil) inserita in molti apparecchi acustici e impianti coclearari.  
E' sufficiente commutare l'ausilio uditivo in modalità T.



**HEARING LOOP INSTALLED**  
Switch hearing aid to T-coil



**otosonica**   
professionisti del sentire